

Polymère gel viscoélastique AKTON®  
Positionnement du patient  
Prévention des escarres  
au bloc opératoire

Action Products® Inc depuis 1970

# ACTION®

## Body Smart® Solutions

50  
YEARS



# ABC

annie bauer confort

40  
ans

# PRESERVEZ L'INTEGRALITE DE LA PEAU DANS VOTRE HOPITAL

Utilisez les produits **Action®**, réalisés dans le **polymère exclusif Akton®**

**SANS DEHP**  
**MD RENTABLE**  
PRODUIT RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT (EEP)

**RADIOTRANSSPARENT**  
**FILM REPARABLE**

**NE COULE PAS NE FUIT PAS**  
REALISATION SPECIFIQUE

**BIOCOMPATIBLE**  
PROCHE TISSUS HUMAINS

**Bénéfices de la gamme bloc opératoire Action®**


**FILM ELASTIQUE 360°**  
**LARGE CHOIX**  
**SOUTIEN CONSTANT DES TISSUS**

UTILISABLE SANS CONSEIL

**PAS DE CROISSANCE BACTERIENNE**  
**CLINIQUEMENT PROUVE**

**SANS LATEX**  
SE POSITIONNE SANS FORMATION

**COMPATIBLE IMAGERIE MEDICALE**  
**NETTOYAGE ET DESINFECTION FACILE**




*Utilisez le polymère Akton® authentique*

Demandez une présentation ou un échantillon à notre service commercial : [contact@anniebauerconfort.com](mailto:contact@anniebauerconfort.com)



## Facteurs contribuant aux escarres



Ces symboles identifient les zones les plus sensibles que la gamme Action® aide à prévenir des risques.

Action® est la marque de confiance pour la protection contre la pression de la tête aux pieds, dans et en dehors de la salle de bloc opératoire.

Il existe une grande variété de supports afin de répondre aux besoins de chaque installation.

Cela permet de choisir un équilibre entre efficacité clinique et rentabilité.



### Avantages du polymère Akton®



- Efficacité clinique depuis 50 ans
- Répartit uniformément le poids
- Bonne diffusion de la chaleur
- Ne coule pas, ne fuit pas
- Ne talonne pas
- Bactériostatique
- Biocompatible
- Radiotransparent
- Compatible imagerie médicale
- Rapport qualité / prix
- Equivalent aux tissus cutanés humains
- Film de surface élastique 360°
- Nettoyage et désinfection faciles et rapides
- Large gamme
- Sans latex
- Sans Phtalates, ni plastifiants, ni silicone
- 2 ans de garantie

### Lignes directrices AORN 2023 : prévention des escarres

Sélection et utilisation des supports de surfaces, section 3.2

Positionner les patients sur des surfaces qui réduisent le risque de plaies en redistribuant la pression et en réduisant le risque de mouvement involontaire du patient...

Les surfaces statiques telles que les revêtements en polymère viscoélastique (gel) sont conçues pour réduire le cisaillement et supporter le poids du patient sans être complètement comprimées par le poids du corps. <sup>5,46,74</sup>

Les surmatelas en polymère (gel) sont radiotransparents, sans latex et réutilisables.<sup>74</sup>

### AORN 2023 : guide de pratique 3.3.1 prévention des plaies de pressions



Les recherches récentes ont montré que le support avec matelas en mousse et le revêtement en gel viscoélastique étaient significativement plus efficaces qu'un matelas en mousse pour prévenir les modifications cutanées et les escarres, le revêtement en gel viscoélastique étant la surface la plus efficace pour prévenir les plaies de pressions.



**AORN : Association Of Perioperative Registered Nurses**  
(Association américaine, équivalent Français : Unaibode)

## SUR-MATELAS

Les sur-matelas Action<sup>®</sup> s'utilisent posés sur la table de bloc et sont très polyvalents. Ils peuvent être utilisés pour un large éventail de procédures. La qualité de réduction du cisaillement combinée à la capacité à répartir la chaleur et le poids en font un outil précieux de gestion de la pression. Utilisé lors de procédures plus longues ou pour les patients présentant une intégrité cutanée fragile, ils constituent une mise à niveau pour les coussins de table en mousse de base qui offrent ainsi une protection améliorée au patient. Ils sont portables et peuvent être échangés selon les besoins et sont disponibles dans les dimensions correspondant aux tables d'opération standards en 1,3 cm d'épaisseur. Des housses à usage unique (page ci-contre) sont disponibles pour certains modèles.




|               |                           |                                |
|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>40101</b>  | Grand modèle              | 183 x 50 x 1,3 cm              |
| <b>40100</b>  | Standard                  | 117 x 50 x 1,3 cm              |
| <b>40105</b>  | Petit modèle              | 50 x 50 x 1,3 cm               |
| <b>40103</b>  | Standard                  | 117 x 50 x 1,3 cm avec découpe |
| <b>40104A</b> | Partie tête du 40104      | 23 x 50 x 1,3 cm               |
| <b>40104B</b> | Partie tronc du 40104     | 100 x 50 x 1,3 cm avec découpe |
| <b>40104C</b> | Partie pieds du 40104     | 50 x 50 x 1,3 cm avec découpe  |
| <b>40104</b>  | Grand modèle en 3 parties | 183 x 50 x 1,3 cm              |



## ROND PROTECTION UNIVERSEL

Ces coussins fins et ronds sont conçus pour offrir des options de protection à utilisation adaptative pour les zones difficiles à protéger, propres à chaque patient.

|              |                       |                             |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>40405</b> | Mini - par 12 pièces  | ø 4,1 cm - épaisseur 0,6 cm |
| <b>40406</b> | Petit - par 12 pièces | ø 8,3 cm - épaisseur 0,6 cm |
| <b>40407</b> | Large - par 12 pièces | ø 14 cm - épaisseur 0,6 cm  |



## PROTECTION POUR SUPPORT MAYO



À utiliser pour éviter la pression et les lésions nerveuses lorsque le membre est placé sur le support Mayo, utilisé pour le positionnement pendant les procédures orthopédiques.

|              |                         |                    |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| <b>40717</b> | Protection support Mayo | 53,3 x 47 x 1,6 cm |
|--------------|-------------------------|--------------------|

## SUR-MATELAS TABLE/MAINS HOURGLASS




Conçu pour une utilisation sur le support table/mains HourGlass. Ce produit est particulièrement approprié pour les longues procédures de micro-main qui nécessitent une protection supplémentaire pour soulager la pression.

|              |                            |                           |
|--------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>40330</b> | Protection table Hourglass | 81,3 x 61 x 40,6 x 1,2 cm |
|--------------|----------------------------|---------------------------|

# ACTION<sup>®</sup> HOUSSES DE PROTECTION

- ✓ Housses en film souple et flexible
- ✓ Résistant aux fluides et liquides
- ✓ Réduit le temps de nettoyage
- ✓ Prolonge la durée de vie




## HOUSSES DE PROTECTION POUR SUR-MATELAS

Les couvertures jetables non stériles et résistantes aux fluides d'Action<sup>®</sup>, sont constituées d'un film souple et flexible et sont disponibles en deux modèles. Elles sont conçues pour aider à réduire l'exposition aux fluides et à prolonger la durée de vie des sur-matelas.

Le type « Housse d'oreiller » est fermé à une extrémité et enveloppe entièrement le sur-matelas comme une gaine.

Le type « Drap-housse » recouvre le haut du sur-matelas et est maintenu en place par deux poches à chaque extrémité de la housse. Cette protection est dotée d'un rabat de 10 cm qui s'étend sur toute la longueur des deux côtés.



| TYPE DRAP-HOUSSE |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 40800            | Adapté pour la référence 40100 sur-matelas moyen              |
| 40801            | Adapté pour la référence 40101 sur-matelas grand modèle       |
| 40803            | Adapté pour la référence 40103 sur-matelas moyen avec découpe |
| 40805            | Adapté pour la référence 40105 sur-matelas petit              |

| TYPE HOUSSE D'OREILLER |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 40102                  | Adapté pour les références 40100 et 40101 - boîte de 25 pièces |



## KIT DE REPARATION

Resurfaçage rapide et facile des coupures ou abrasions mineures sur n'importe quel film de surface du polymère Akton<sup>®</sup>.

Voir notre guide d'entretien et d'utilisation pour plus d'informations sur la réparation du film de surface du polymère Akton<sup>®</sup>.

|        |                  |                           |
|--------|------------------|---------------------------|
| KIT002 | Kit petit modèle | Film adhésif - 10 x 10 cm |
| KIT003 | Kit grand modèle | Film adhésif - 91 x 10 cm |



## CALE-TÊTE ROND

Conçus pour protéger et soutenir la tête du patient, ces cale-têtes permettent un accès facile à la zone chirurgicale de la tête et du cou. Ils peuvent être utilisés pour une grande variété de procédures, notamment ORL, plastiques, générales et ophtalmiques.



|              |                        |                           |
|--------------|------------------------|---------------------------|
| <b>40201</b> | Adulte                 | 20,5 x 4,5 cm - ø 7,5 cm  |
| <b>40212</b> | Adulte haut            | 20,5 x 7,5 cm - ø 7,5 cm  |
| <b>40218</b> | Adulte creux large     | 20,5 x 4,5 cm - ø 11,4 cm |
| <b>40202</b> | Pédiatrique            | 14 x 3,2 cm - ø 5,7 cm    |
| <b>40203</b> | Nouveau né             | 8,3 x 2 cm - ø 3,8 cm     |
| <b>40219</b> | Pédiatrique nouveau né | 10,2 x 2,5 cm - ø 6,4 cm  |



## CALE-TÊTE ROND SEMI-PLEIN

|               |                        |                          |
|---------------|------------------------|--------------------------|
| <b>40201D</b> | Adulte semi-plein      | 20,5 x 4,5 cm - ø 7,5 cm |
| <b>40202D</b> | Pédiatrique semi-plein | 14 x 3,2 cm - ø 5,7 cm   |
| <b>40203D</b> | Nouveau né semi-plein  | 8,3 x 2 cm - ø 3,8 cm    |

40201  
Adulte semi-plein




## COUSSIN TÊTE DORSAL

Le coussin de tête dorsal est doté d'une construction double couche en mousse et en polymère Akton<sup>®</sup>.

La base en mousse de soutien a une découpe circulaire de ø 15 cm positionnée sous la plaque en polymère Akton<sup>®</sup>.

La découpe en mousse permet au coussin en polymère modérément bombé de 2 cm d'immerger l'occiput dans le support, créant un effet de berceau qui augmente le contact avec la surface, réduit la pression et positionne doucement la tête.

L'ensemble du coussin de tête dorsal est enveloppé dans un film flexible et résistant aux fluides pour protéger la base en mousse des contaminants et ne doit pas être retiré.



## OREILLER LATÉRAL

Cet oreiller de tête est modérément bombé avec un creux central conçu pour une position latérale. Cela réduit la pression sur le côté du visage et de l'oreille du patient.

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>40207</b> | Oreiller central adulte      | 25 x 23 x 2,5 cm |
| <b>40221</b> | Oreiller central pédiatrique | 15 x 15 x 2,5 cm |



Adulte



Pédiatrique

|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| <b>40200</b> | Coussin oreiller central | 25 x 23 x 5,7 cm |
|--------------|--------------------------|------------------|

## CALE-TÊTE CONTOUR

Le design profilé du cale-tête contour assure la stabilité de la tête du patient en position couchée.



## PROTECTION FRONTALE


La protection frontale est semi circulaire avec un fond plat. Elle est utilisée pour protéger le front du nourrisson, de l'enfant ou du patient adulte de la pression exercée par les tubes à oxygène.





|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| <b>40208</b> | Protection frontale | 4 x 6,5 x 1,6 cm |
|--------------|---------------------|------------------|

|              |                   |                      |
|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>40213</b> | Cale-tête contour | 19,5 x 19,5 x 7,6 cm |
|--------------|-------------------|----------------------|

## CALE-TÊTE PRONATION



Notre populaire cale-tête pronation est conçu pour soutenir la tête du patient droite, en position centrée pendant les procédures ventrales. La découpe centrale sculptée limite la pression autour des yeux, du nez et du visage. La surface douce en polymère Akton® aide à réduire le cisaillement au niveau de la zone de soutien du front et du menton. Les canaux présents en haut et à la base du coussin permettent à l'anesthésiste d'accéder aux tubes.



|               |                       |                 |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| <b>40216M</b> | Cale-tête pronation M | 22 x 20 x 14 cm |
| <b>40216L</b> | Cale-tête pronation L | 27 x 22 x 12 cm |

## SOUTIEN TÊTE OPHTHALMIQUE

Les contours uniques de ce support offrent un large soutien pour le cou du patient lors du positionnement de la tête dans un creux central ovale pour réduire la pression et améliorer la stabilité de la tête. Adapté à la plupart des procédures en décubitus dorsal, le cale tête a été initialement conçu pour les chirurgies ophtalmiques les plus longues et comporte deux zones surélevées de chaque côté du coussin pour offrir un soutien souple aux mains du chirurgien. Option bien adaptée aux patients nécessitant un soutien supplémentaire du cou.



Pédiatrique

|               |                            |                  |
|---------------|----------------------------|------------------|
| <b>40217</b>  | Soutien tête ophtalmique A | 27 x 23 x 6,7 cm |
| <b>40217P</b> | Soutien tête ophtalmique P | 22 x 19 x 5,7 cm |



## CALE-TÊTE OPHTHALMIQUE

Ce cale-tête ophtalmique présente un contour profond découpé qui maintient la tête et aide à améliorer la stabilité. Ses côtés robustes et souples sont conçus pour réduire la fatigue du chirurgien en offrant un soutien aux poignets et aux mains lors des procédures ophtalmiques, faciales ou orales.




|              |                            |                      |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| <b>40209</b> | Cale-tête ophtalmique haut | 30,5 x 25,4 x 10 cm  |
| <b>40210</b> | Cale-tête ophtalmique bas  | 30,5 x 25,4 x 7,3 cm |

## CALE-TÊTE FER A CHEVAL

La forme en fer à cheval de ces cale-têtes, offre un passage d'air dégagé et aide l'anesthésie (tube) lorsque les patients sont en position latérale et couchée, tête sur le côté.

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>40204</b> | Adulte                 | 20,5 x 4,5 cm - ø 7,5 cm |
| <b>40211</b> | Adulte haut            | 20,5 x 7,5 cm - ø 7,5 cm |
| <b>40205</b> | Pédiatrique            | 14 x 3,2 cm - ø 5,7 cm   |
| <b>40206</b> | Nouveau né             | 8,3 x 2 cm - ø 3,8 cm    |
| <b>40220</b> | Pédiatrique nouveau né | 10,2 x 2,5 cm - ø 6,4 cm |





## SUPPORT TALON

*Le support talon le plus vendu dans le monde depuis 50 ans.*

Ce support en polymère gel Akton® permet de placer le talon du patient dans le moulage en forme de coupe pour un maintien parfait de pied.

La fente à l'arrière sécurise et protège la zone sensible du tendon d'Achille.



**40502** Support talon 15 x 8 x 4,5 cm



## PLAQUE ETRIER

Cette plaque en gel polymère Akton® est adaptée à une utilisation sur les étriers des tables de bloc.

Elle pourra s'adapter à la protection de tout point d'appui grâce à son côté polyvalent lié à ses dimensions.

**40400** Plaque protection étrier 30 x 10 x 0,6 cm



## PROTECTION TALONS

Ces coussins sont conçus pour toute procédure nécessitant une protection contre la pression sur le talon et la cheville du patient.

La fermeture par velcro s'adapte à une variété de tailles de jambes et de chevilles.

**40401** Protection talon 32 x 20 x 1,3 cm



## PROTECTION SUPPORT ETRIER ORTHO

Ces protections sont conçues pour protéger les zones des jambes et du talon lors de l'utilisation d'étriers orthopédiques. Les poches en polymère gel Akton® ainsi ajoutées à l'étrier assurent une protection optimale même en cas de lithotomie radicale élevée.

**40500** Protection étrier ortho 61 x 19 à 15 x 0,6 cm - 2 pièces

**40503** Protection étrier ortho SAM 68 x 38 à 12 x 0,6 cm - 2 pièces



## COUPE TALONNIERE

La coupe fournit confort et soutien aux talons. Elle peut être utilisée avec des bas anti-embolie.

Convient pour la récupération et la radiologie. Livrée avec sa sangle de fixation réalisée en polymère gel Akton® pour un appui sans aucun risque.

**40520** Coupe talon - lot de 2 11 x 9 x 1,3 cm



## ETRIER SANGLE AVEC GEL AKTON®

Etrier sangle Action® complet.

Permet une vue complète des pieds et comprend les sangles, le coussin en gel Akton® et les crochets.

Protège contre les lésions nerveuses et le cisaillement.

Fournit une protection lorsque les patients sont en position de lithotomie. Réglable pour garantir un bon ajustement.

**40510** Etrier sangle Action® 32 x 4,7 x 1 cm - 2 pièces

**40511** Etrier sangle Action® 44 x 4,7 x 1 cm - 2 pièces



## Positionneurs ADULTE

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>40616</b> | Longueur 32 cm - Base 11 cm - Hauteur 8,6 cm  |
| <b>40617</b> | Longueur 42 cm - Base 11 cm - Hauteur 8,6 cm  |
| <b>40618</b> | Longueur 52 cm - Base 11 cm - Hauteur 8,6 cm  |
| <b>40619</b> | Longueur 30,5 cm - Base 15 cm - Hauteur 13 cm |
| <b>40620</b> | Longueur 40,6 cm - Base 15 cm - Hauteur 13 cm |
| <b>40621</b> | Longueur 50,8 cm - Base 15 cm - Hauteur 13 cm |

## POSITIONNEURS FOND PLAT

Nos positionneurs thoraciques à fond plat sont conçus pour fournir un soutien stable en position couchée. Ils sont disponibles dans une large gamme de hauteurs et de longueurs pour s'adapter à pratiquement tous les patients, adultes comme nouveau-nés.



## Positionneurs PEDIATRIQUE

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>40639</b> | Longueur 15 cm - Base 5 cm - Hauteur 5 cm     |
| <b>40640</b> | Longueur 20 cm - Base 5 cm - Hauteur 5 cm     |
| <b>40641</b> | Longueur 25 cm - Base 5 cm - Hauteur 5 cm     |
| <b>40642</b> | Longueur 30 cm - Base 5 cm - Hauteur 5 cm     |
| <b>40643</b> | Longueur 15 cm - Base 7,5 cm - Hauteur 7,5 cm |
| <b>40644</b> | Longueur 20 cm - Base 7,5 cm - Hauteur 7,5 cm |
| <b>40645</b> | Longueur 25 cm - Base 7,5 cm - Hauteur 7,5 cm |
| <b>40646</b> | Longueur 30 cm - Base 7,5 cm - Hauteur 7,5 cm |

Rabat de film superposant


## HOUSSE USAGE UNIQUE POUR POSITIONNEURS

Les housses à usage unique non stériles et résistantes aux fluides d'Action® sont constituées d'un film élastique et flexible conçu pour prolonger la durée de vie du positionneur thoracique et réduire l'exposition aux liquides pendant l'utilisation.

Les housses à enfiler imitent la taille et la forme du positionneur et comportent un rabat en film superposé le long du fond plat. Achat par lot de 5.


### Pour positionneurs

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>40616DC</b> | Pour 40616 - lot de 5 |
| <b>40617DC</b> | Pour 40617 - lot de 5 |
| <b>40618DC</b> | Pour 40618 - lot de 5 |
| <b>40619DC</b> | Pour 40619 - lot de 5 |
| <b>40620DC</b> | Pour 40620 - lot de 5 |
| <b>40621DC</b> | Pour 40621 - lot de 5 |



## POSITIONNEMENT DE POITRINE

Ces positionneurs ont une conception profilée conçue pour s'adapter uniformément à la zone épaule-poitrine du patient, avec des bords façonnés pour l'aisselle. Ils assurent un bon positionnement du haut du corps tout en atténuant la pression sur la zone thoracique.




|              |                     |                               |
|--------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>40625</b> | Positionneur gauche | 71 x 58,5 x 20 x 7,6 x 6,5 cm |
| <b>40626</b> | Positionneur droit  | 71 x 58,5 x 20 x 7,6 x 6,5 cm |

## POSITIONNEUR LATERAL

Conçu pour protéger le patient en position latérale. S'adapte à l'épaule et au haut du bras. Fournit un soulagement de la pression et une protection nerveuse.

Comprend une base en mousse légère avec un revêtement en polymère Akton®.



**40610** Positionneur latéral 71 x 50 x 15 / plaque 2,5 cm




## SOUTIEN PATIENT

L'association des infirmières de bloc AORN encourage l'utilisation des soutiens patients à la place des sacs ou des supports rigides en mousse.

Ces positionneurs extrêmement polyvalents conviennent pour de très nombreuses procédures.

|              |                       |                  |
|--------------|-----------------------|------------------|
| <b>40602</b> | Soutien patient Petit | 26 x 11,5 x 5 cm |
| <b>40605</b> | Soutien patient Grand | 36 x 11,5 x 5 cm |
| <b>40615</b> | Soutien patient Large | 46 x 11,5 x 5 cm |



## PROTECTION POUR SUPPORT EPAULE

Coussins en gel polymère Akton® de 2,5 cm d'épaisseur conçus pour les orthèses d'épaule de base. Les coussinets réglables s'enroulent autour des supports et sont fixés par des attaches velcro. Vendu par paire.

**40302** Protection support épaule 13 x 15 x 2,5 cm



5 [ 3,8 ]



## POSITIONNEUR THORACIQUE GRADUE

La forme graduée ou inclinée de ce positionneur favorise une extension complète de la poitrine. Il est conçu pour les interventions cardiovasculaires ou thoraciques nécessitant une hyperextension thoracique complète.

**40604** Positionneur Thoracique Gradué - 36 x 23 x 5 / 3,8 cm

## COUVERTURE DE ROULEAU

Conçue pour améliorer les rouleaux de positionnement en mousse en formant une housse enveloppante réutilisable en polymère Akton®. Les couvertures sont réglables et sécurisées par une fixation en velcro auto-agrippante.



**40601** Couverture de rouleau 30 x 43 x 1,3 cm

## COUVERTURE ROULEAU POITRINE

Conçue pour améliorer les rouleaux de poitrine en mousse en formant une housse enveloppante réutilisable en polymère Akton®. Les couvertures sont réglables et sécurisées par une fixation en velcro auto-agrippante.



**40600** Couverture rouleau poitrine 46 x 46 x 1,3 cm



## POSITIONNEUR ORTHOPEDIQUE DE HANCHES

Conçu pour compléter l'approche en supination antérieure, ce positionneur de hanche unique (gel avec noyau mousse) fournit un accès constant et optimal avec une stabilité du patient tout en protégeant l'intégrité de sa peau. Il a été initialement développé et commandé par le célèbre Rothman Institute Orthopaedics de Philadelphie, pour être utilisé lors d'arthroplasties totales de la hanche.

**41740** Positionneur Hanches Ortho. 22 x 41 x 6,7 cm (noyau mousse)



Panneau perforé et support non inclus

## PROTECTION POUR PANNEAU PERFORE SUPPORT «PEG BOARD»

L'ensemble de coussins Action® pour panneaux «PEG BOARD» s'adapte et complète la plupart des sets de positionnement en panneaux perforés standard. Cet ensemble multipièces est conçu pour protéger la peau et les tissus mous du patient contre les forces de pression et de cisaillement en position latérale. Le sur-matelas standard (réf. 40100) se place sur le panneau (sous le patient) tandis que les coussins de protection s'enroulent facilement autour des supports et sont réglables et fixés par velcro.

Ensemble complet ou éléments individuels.

Le set complet réf. 40719 inclus :

- 1 sur-matelas standard réf. 40100
- 4 coussin de recouvrement court réf. 40719A
- 4 coussin de recouvrement haut réf. 40719B

**40719** Ensemble complet : 1 x 40100 / 4 x 40719A / 4 x 40719B

**40719A** Coussin recouvrement court 13 x 13 x 14 cm

**40719B** Coussin recouvrement haut 13 x 13 x 20 cm

**40100** Sur-matelas standard 117 x 50 x 1,3 cm



## SANGLE DE MAINTIEN

Les coutures soudées et le film résistant aux fluides associés à une surface en gel polymère douce touchant le patient en font un incontournable de la salle de bloc. Radiotransparentes et sans danger pour l'IRM. Les attaches velcro fixent la sangle aux supports des tables standard.

*Cette sangle n'est pas destinée à retenir le patient.*



|               |                        |                           |
|---------------|------------------------|---------------------------|
| <b>40713</b>  | Sangle de maintien     | 150 x 10 x 0,6 cm         |
|               | Gel : 98 x 8 x 0,6 cm  | Ajustable de 71 à 110 cm  |
| <b>40713L</b> | Sangle de maintien L   | 230 x 10 x 0,6 cm         |
|               | Gel : 190 x 8 x 0,6 cm | Ajustable de 150 à 202 cm |



## COUVERTURE SUPPORTS Vac-Pac®

Ces plaques sont conçues pour recouvrir l'intérieur des supports Vac-Pac® Olympic (sauf poire) afin d'atténuer la pression et le cisaillement du patient en position latérale.

Il s'applique aux procédures orthopédiques, thoraciques ou urologiques qui exigent que le patient soit stable en position latérale.

*Vac-Pac® est une marque déposée de Natus Medical Incorporated*

|                 |                       |                           |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>40612</b>    | Couverture Vac-Pac® M | 94 x 71 x 1,3 cm          |
| <b>40612-31</b> | Couverture Vac-Pac® L | 90 x 99 x 1,3 cm          |
| <b>40613</b>    | Couverture Vac-Pac®   | 38 x 86 x 1,3 cm - bas    |
|                 | modèle T-Shape        | 23 x 58,5 x 1,3 cm - haut |

## COUSSIN POUR BIOPSIE MAMMAIRE

Améliorez le confort du patient grâce à cette plaque en polymère Akton® doux qui aide à protéger la peau et les proéminences osseuses en position couchée pendant les procédures de biopsie mammaire.



**40302** Plaque pour biopsie 76 x 58 x 1 cm / vide ø 24 cm

76

**Vous trouverez nos produits pédiatriques pour position dorsale en pages 20 et 21.**

## CALE-TETE ROND

Conçus pour protéger et soutenir la tête du patient, ces cale-têtes permettent un accès facile à la zone chirurgicale de la tête et du cou.

Ils peuvent être utilisés pour une grande variété de procédures, ORL, plastiques, générales, ...

40201

40201D

40218



|               |                    |                           |
|---------------|--------------------|---------------------------|
| <b>40201</b>  | Adulte             | 20,5 x 4,5 cm - ø 7,5 cm  |
| <b>40201D</b> | Adulte semi-plein  | 20,5 x 4,5 cm - ø 7,5 cm  |
| <b>40218</b>  | Adulte creux large | 20,5 x 4,5 cm - ø 11,4 cm |

## COUSSIN TETE DORSAL

Le coussin de tête dorsal est doté d'une construction double couche en mousse et en polymère Akton®. La découpe en mousse permet au coussin en polymère modérément bombé de 2 cm d'immerger l'occiput dans le support, créant un effet de berceau qui augmente le contact avec la surface, réduit la pression et positionne doucement la tête.



|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| <b>40200</b> | Coussin oreiller central | 25 x 23 x 5,7 cm |
|--------------|--------------------------|------------------|

## OREILLER LATERAL

Cet oreiller de tête est modérément bombé avec un creux central conçu pour une position latérale ou dorsale. Cela réduit la pression au point d'appui et permet d'obtenir un bon positionnement.



|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>40207</b> | Oreiller central adulte | 25 x 23 x 2,5 cm |
|--------------|-------------------------|------------------|



## CALE-TETE CONTOUR

Le design profilé du cale-tête contour assure la stabilité de la tête du patient en position couchée.

|              |                   |                      |
|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>40213</b> | Cale-tête contour | 19,5 x 19,5 x 7,6 cm |
|--------------|-------------------|----------------------|

## CALE-TETE OPHTALMIQUE

Ce cale-tête ophtalmique présente un contour profond découpé qui maintient la tête et aide à améliorer la stabilité. Ses côtés robustes et souples sont conçus pour réduire la fatigue du chirurgien en offrant un soutien aux poignets et aux mains lors des procédures.



|              |                            |                      |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| <b>40209</b> | Cale-tête ophtalmique haut | 30,5 x 25,4 x 10 cm  |
| <b>40210</b> | Cale-tête ophtalmique bas  | 30,5 x 25,4 x 7,3 cm |

## SOUTIEN TETE OPHTALMIQUE

Les contours uniques de ce support offrent un large soutien pour le cou du patient lors du positionnement de la tête dans le creux central ovale qui réduit la pression et améliore la stabilité. Il comporte deux zones surélevées de chaque côté pour offrir un soutien souple aux mains du chirurgien.



|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| <b>40217</b> | Soutien tête ophtalmique A | 27 x 23 x 6,7 cm |
|--------------|----------------------------|------------------|

## PROTECTION FRONTALE

La protection frontale est semi circulaire avec un fond plat. Elle est utilisée pour protéger le front du nourrisson, de l'enfant ou du patient adulte de la pression exercée par les tubes à oxygène.



|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| <b>40208</b> | Protection frontale | 4 x 6,5 x 1,6 cm |
|--------------|---------------------|------------------|

## COUVERTURE DE BRAS

Conçue pour être enroulée autour du bras et maintenue avec la fixation Velcro lorsque le bras du patient est replié sur le côté. Une bonne protection pour les opérations avec robot.



**40303** Couverture Ulnar Brachial 46 x 33 x 0,6 cm

## PROTECTION ULNAR BRACHIAL

Conçue pour permettre une bonne vue du bras tout en donnant un accès facile à l'anesthésiste. Le coussin est placé sur le coude et maintenu avec un velcro.



**40304** Protection Ulnar Brachial 40 x 15 x 1,3 cm

**40304L** Protection Ulnar Brachial L 48 x 22 x 1,3 cm

## SUPPORT POIGNET

Permet une bonne stabilisation de la main et protège le poignet. Parfait pour le canal carpien, la dialyse les perfusions et autres procédures. Réalisation en polymère gel Akton® avec un insert en mousse.



**40321** Support poignée mixte 28 x 9 x 5,7 cm

## TOBOGGAN ET PROTECTION GEL

L'ensemble toboggan et plaque de gel Akton® est conçu pour empêcher que le bras ou la jambe du patient ne s'étende sur le côté de la table. Il permet aussi de protéger le patient contre un appui latéral. *Le toboggan plexi est vendu uniquement dans le set complet.*



**40130S** Toboggan et plaque gel retour : 46 x 38 cm

**40130** Plaque gel Toboggan 41 x 21 x 1 cm




## SUPPORT MOULE POUR BRAS

Ces supports moulés en forme de gouttière offrent un excellent soutien de l'ensemble du bras. Le design profilé épouse et protège parfaitement le bras du patient.

**40307** Petit 41 x 15 x 5,7 cm

**40310** Moyen 51 x 15 x 5,7 cm

**40306** Large 61 x 15 x 5,7 cm



## PROTECTION POUR BRAS

Ces plaques s'utilisent sur les extensions de table de bras pour protéger les biceps, les coudes et les avant-bras du patient. Nos sangles en gel Akton® permettent un maintien doux sans risque de blessure.

**40300** Protection bras courte 38 x 10 x 0,6 cm

**40301** Protection bras longue 61 x 10 x 1 cm

**40309** Protection bras courte large 38 x 16 x 0,6 cm

**40308** Protection bras longue large 61 x 16 x 1 cm

**40315** Sangle gel courte 63 x 5 x 0,6 cm

**40317** Sangle gel longue 91 x 5 x 0,6 cm



## PLAQUE POLYVALENTE GENOUX / JAMBE

Plaques en polymère gel Akton® polyvalentes en 3 dimensions. Peuvent s'utiliser avec les petits étrières, sous la zone poplitée et dans une variété de procédures.



**40402** Petit 28 x 23 x 1 cm

**40403** Moyen 43 x 28 x 0,6 cm

**40404** Large 56 x 50 x 1,3 cm

## POSITIONNEUR DEMI CYLINDRIQUE

**40603** 36 x 15 x 7,6 cm  
**40603L** 51 x 15 x 7,6 cm



Le positionneur demi-cylindrique avec son fond plat offre une protection contre la pression sous les genoux lorsque le patient est en position dorsale. Il aide à protéger le patient contre la chute du pied en position couchée. Peut être utilisé sous le métatarsien ou sous le pied, contre la planche ou en position semi-fowler.



## SUPPORT TALON

Ce support en polymère gel Akton® permet de placer le talon du patient dans le moulage en forme de coupe pour un maintien parfait de pied. La fente à l'arrière sécurise et protège la zone sensible du tendon d'Achille.

**40502** Support talon 15 x 8 x 4,5 cm


**50 YEARS**

## POSITIONNEUR TRAPEZE

Sera utilisé pour toutes les interventions chirurgicales dans lesquelles le patient doit avoir une séparation claire des jambes.



**40630** Positionneur trapèze 25 x 18 x 9 cm



## PROTECTION TALONS

Ces coussins sont conçus pour toute procédure nécessitant une protection contre la pression sur le talon et la cheville du patient. Fermeture par velcro adaptable en taille.

**40401** Protection talon 32 x 20 x 1,3 cm



## SANGLE DE MAINTIEN

Les coutures soudées et le film résistant aux fluides associés à une surface en gel polymère douce touchant le patient en font un incontournable de la salle de bloc. Radiotransparentes et sans danger pour l'IRM. Les attaches velcro fixent la sangle aux supports des tables standard.

*Cette sangle n'est pas destinée à retenir le patient.*

**40713** Sangle de maintien 150 x 10 x 0,6 cm  
Gel : 98 x 8 x 0,6 cm Ajustable de 71 à 110 cm  
**40713L** Sangle de maintien L 230 x 10 x 0,6 cm  
Gel : 190 x 8 x 0,6 cm Ajustable de 150 à 202 cm



## COUPE TALONNIERE

La coupe fournit confort et soutien aux talons. Convient pour la récupération et la radiologie. Livrée avec sa sangle de fixation réalisée en polymère gel Akton® pour un appui sans aucun risque.

**40520** Coupe talon - lot de 2 11 x 9 x 1,3 cm

### Avantages du polymère gel Akton®

- Efficacité clinique
- Répartit uniformément le poids
- Bonne diffusion de la chaleur
- Ne coule pas, ne fuit pas
- Equivalents aux tissus humains
- Compatible imagerie médicale
- Film de surface élastique 360°
- Nettoyage facile et rapide
- Rapport qualité / prix
- Ne talonne pas
- Bactériostatique
- Ni Phtalates, ni plastifiants





## SUR-MATELAS

Les sur-matelas Action® s'utilisent posés sur la table de bloc et sont très polyvalents. Ils peuvent être utilisés pour un large éventail de procédures. La qualité de réduction du cisaillement combinée à la capacité à répartir la chaleur et la pression en font un outil précieux de gestion de la pression. Utilisé lors de procédures longues ou pour les patients présentant une intégrité cutanée fragile, ils constituent une mise à niveau pour les coussins de table en mousse de base qui offrent ainsi une protection améliorée au patient. Les sur-matelas sont portables et peuvent être échangés selon les besoins. Ils sont disponibles dans les dimensions standards en 1,3 cm d'épaisseur.

|               |                           |                                |
|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>40101</b>  | Grand modèle              | 183 x 50 x 1,3 cm              |
| <b>40100</b>  | Standard                  | 117 x 50 x 1,3 cm              |
| <b>40105</b>  | Petit modèle              | 50 x 50 x 1,3 cm               |
| <b>40103</b>  | Standard                  | 117 x 50 x 1,3 cm avec découpe |
| <b>40104A</b> | Partie tête du 40104      | 23 x 50 x 1,3 cm               |
| <b>40104B</b> | Partie tronc du 40104     | 100 x 50 x 1,3 cm avec découpe |
| <b>40104C</b> | Partie pieds du 40104     | 50 x 50 x 1,3 cm avec découpe  |
| <b>40104</b>  | Grand modèle en 3 parties | 183 x 50 x 1,3 cm              |

### Protéger les patients dans des procédures


- Cardiovasculaire
- Lithotomie
- Abdominoplastie
- Biopsie mammaire
- Réparation Hernie
- Arthroscopie
- Amygdalectomie
- Néphrectomie



## REEMPLACEMENT RECOUVREMENT DE TABLE PERFORMANCE PLUS



Les recouvrements de remplacement Action® PERFORMANCES PLUS sont réalisables pour un grand nombre de tables de bloc de fabrication classique. Il s'agit du plus haut niveau de qualité et d'efficacité des recouvrements de remplacement pour tables de bloc opératoire. Contactez notre service commercial pour savoir si la réalisation d'une offre adaptée à vos tables est possible.





## REEMPLACEMENT RECOUVREMENT DE TABLE PERFORMANCE



Les recouvrements de remplacement Action® PERFORMANCES ont été développés pour leur utilisation clinique efficace.

Chaque support est conçu pour résoudre les problèmes et répond, voire excède, les recommandations de l'AORN pour l'aide à la prévention des escarres.

Contactez notre service commercial pour savoir si la réalisation d'une offre adaptée à vos tables est possible.



# ACTION® POSITION VENTRALE



## CALE-TETE PRONATION

Notre populaire cale-tête pronation est fait pour soutenir la tête du patient droite, en position centrale pendant les procédures ventrales. La découpe centrale est conçue pour éviter la pression autour des yeux, du nez et du visage. La surface douce en polymère Akton® aide à réduire le cisaillement au niveau de la zone de soutien du front et du menton. Les canaux présents en haut et à la base du coussin permettent à l'anesthésiste d'accéder aux tubes.

|               |                       |                 |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| <b>40216M</b> | Cale-tête pronation M | 22 x 20 x 14 cm |
| <b>40216L</b> | Cale-tête pronation L | 27 x 22 x 12 cm |



## CALE-TETE FER A CHEVAL

La forme en fer à cheval de ces cale-têtes, offre un passage d'air dégagé et aide l'anesthésie (tube) lorsque les patients sont en position latérale et couchée, tête sur le côté.

|              |             |                          |
|--------------|-------------|--------------------------|
| <b>40204</b> | Adulte      | 20,5 x 4,5 cm - ø 7,5 cm |
| <b>40211</b> | Adulte haut | 20,5 x 7,5 cm - ø 7,5 cm |



## SUPPORT MOULE POUR BRAS


Ces supports moulés en forme de gouttière offrent un excellent soutien de l'ensemble du bras. Le design profilé épouse et protège parfaitement le bras du patient.

|              |       |                  |
|--------------|-------|------------------|
| <b>40307</b> | Petit | 41 x 15 x 5,7 cm |
| <b>40310</b> | Moyen | 51 x 15 x 5,7 cm |
| <b>40306</b> | Large | 61 x 15 x 5,7 cm |

## SUR-MATELAS

Les sur-matelas Action® s'utilisent posés sur la table de bloc et sont très polyvalents. Ils peuvent être utilisés pour un large éventail de procédures. Les qualités de réduction du cisaillement, répartition du poids et capacité à répartir la chaleur en font un outil précieux de gestion de la pression.

|              |              |                   |
|--------------|--------------|-------------------|
| <b>40101</b> | Grand modèle | 183 x 50 x 1,3 cm |
| <b>40100</b> | Standard     | 117 x 50 x 1,3 cm |
| <b>40105</b> | Petit modèle | 50 x 50 x 1,3 cm  |



## PROTECTION POUR BRAS

Ces plaques s'utilisent sur les extensions de table de bras pour protéger les biceps, les coudes et les avant-bras du patient. Nos sangles en gel Akton® permettent un maintien doux sans risque de blessure.

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>40300</b> | Protection bras courte       | 38 x 10 x 0,6 cm |
| <b>40301</b> | Protection bras longue       | 61 x 10 x 1 cm   |
| <b>40309</b> | Protection bras courte large | 38 x 16 x 0,6 cm |
| <b>40308</b> | Protection bras longue large | 61 x 16 x 1 cm   |
| <b>40315</b> | Sangle gel courte            | 63 x 5 x 0,6 cm  |
| <b>40317</b> | Sangle gel longue            | 91 x 5 x 0,6 cm  |



## Protéger les patients dans des procédures

- Chirurgicales
- Digestives
- Orthopédiques
- Urologiques
- Vasculaires
- Tendon d'Achille
- Cardiovasculaires
- Lipectomie



### Positionneurs ADULTE

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>40616</b> | Longueur 32 cm - Base 11 cm - Hauteur 8,6 cm  |
| <b>40617</b> | Longueur 42 cm - Base 11 cm - Hauteur 8,6 cm  |
| <b>40618</b> | Longueur 52 cm - Base 11 cm - Hauteur 8,6 cm  |
| <b>40619</b> | Longueur 30,5 cm - Base 15 cm - Hauteur 13 cm |
| <b>40620</b> | Longueur 40,6 cm - Base 15 cm - Hauteur 13 cm |
| <b>40621</b> | Longueur 50,8 cm - Base 15 cm - Hauteur 13 cm |


## POSITIONNEURS FOND PLAT

Nos positionneurs thoraciques à fond plat sont conçus pour fournir un soutien stable en position couchée. Ils sont disponibles dans une large gamme de hauteurs et de longueurs pour s'adapter à pratiquement tous les patients, adultes comme nouveau-nés.



### Positionneurs ADULTE gradué

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>40622</b> | Longueur 32 cm - Base 15 cm - Hauteur 12 à 16 cm |
| <b>40623</b> | Longueur 42 cm - Base 15 cm - Hauteur 12 à 16 cm |
| <b>40624</b> | Longueur 52 cm - Base 15 cm - Hauteur 12 à 16 cm |



## POSITIONNEMENT DE POITRINE

Ces positionneurs ont une conception profilée conçue pour s'adapter uniformément à la zone épaule-poitrine du patient, avec des bords façonnés pour l'aisselle. Ils assurent un bon positionnement du haut du corps tout en atténuant la pression sur la zone thoracique.



|              |                     |                               |
|--------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>40625</b> | Positionneur gauche | 71 x 58,5 x 20 x 7,6 x 6,5 cm |
| <b>40626</b> | Positionneur droit  | 71 x 58,5 x 20 x 7,6 x 6,5 cm |

## POSITIONNEUR DEMI CYLINDRIQUE

Le positionneur demi-cylindrique avec son fond plat offre une protection contre la pression et un appui sous les jambes. Il aide à protéger le patient contre la chute du pied en prone position. Peut être utilisé sous le métatarsien ou sous le pied, contre la planche ou en position semi-fowler.

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>40603</b>  | 36 x 15 x 7,6 cm |
| <b>40603L</b> | 51 x 15 x 7,6 cm |




# ACTION® POSITION LATÉRALE



## OREILLER LATÉRAL

Cet oreiller de tête est modérément bombé avec un creux central conçu pour une position latérale ou dorsale. Cela réduit la pression au point d'appui et permet d'obtenir un bon positionnement.

**40207** Oreiller central adulte 25 x 23 x 2,5 cm



## CALE-TÊTE FER A CHEVAL

La forme en fer à cheval de ces cale-têtes, offre un passage d'air dégagé et aide l'anesthésie (tube) lorsque les patients sont en position latérale et couchée, tête sur le côté.

**40204** Adulte 20,5 x 4,5 cm - Ø 7,5 cm

**40211** Adulte haut 20,5 x 7,5 cm - Ø 7,5 cm




## PROTECTION POUR BRAS

Ces plaques s'utilisent sur les extensions de table de bras pour protéger les biceps, les coudes et les avant-bras du patient. Nos sangles en gel Akton® permettent un maintien doux sans risque de blessure.



sangles

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>40300</b> | Protection bras courte       | 38 x 10 x 0,6 cm |
| <b>40301</b> | Protection bras longue       | 61 x 10 x 1 cm   |
| <b>40309</b> | Protection bras courte large | 38 x 16 x 0,6 cm |
| <b>40308</b> | Protection bras longue large | 61 x 16 x 1 cm   |
| <b>40315</b> | Sangle gel courte            | 63 x 5 x 0,6 cm  |
| <b>40317</b> | Sangle gel longue            | 91 x 5 x 0,6 cm  |



## SUPPORT MOULE POUR BRAS

Ces supports moulés en forme de gouttière offrent un excellent soutien de l'ensemble du bras. Le design profilé épouse et protège parfaitement le bras du patient.

|              |       |                  |
|--------------|-------|------------------|
| <b>40307</b> | Petit | 41 x 15 x 5,7 cm |
| <b>40310</b> | Moyen | 51 x 15 x 5,7 cm |
| <b>40306</b> | Large | 61 x 15 x 5,7 cm |



Panneau perforé et support non inclus

## PROTECTION POUR SUPPORT / PANNEAU PERFORE

Ensemble de coussins pour set de panneaux perforés. Conçu pour protéger la peau et les tissus des patients en position latérale.

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>40719</b>  | Ensemble complet : 1 x 40100 / 4 x 40719A / 4 x 40719B |
| <b>40719A</b> | Coussin recouvrement court 13 x 13 x 14 cm             |
| <b>40719B</b> | Coussin recouvrement haut 13 x 13 x 20 cm              |
| <b>40100</b>  | Sur-matelas standard 117 x 50 x 1,3 cm                 |

# ACTION® POSITION LATÉRALE

40615

40605

40602



## SOUTIEN PATIENT

L'association des infirmières de bloc AORN encourage l'utilisation des soutiens patients à la place des sacs ou des supports rigides en mousse.

Ces positionneurs polyvalents conviennent pour de très nombreuses procédures.

|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| <b>40602</b> | Petit soutien | 26 x 11,5 x 5 cm |
| <b>40605</b> | Grand soutien | 36 x 11,5 x 5 cm |
| <b>40615</b> | Large soutien | 46 x 11,5 x 5 cm |

## POSITIONNEUR LATÉRAL

Conçu pour protéger le patient en position latérale. S'adapte à l'épaule et au haut du bras. Fournit un soulagement de la pression et une protection nerveuse. Comprend une base en mousse légère avec une plaque de revêtement en polymère Akton®.

|              |                      |                              |
|--------------|----------------------|------------------------------|
| <b>40610</b> | Positionneur latéral | 71 x 50 x 15 / plaque 2,5 cm |
|--------------|----------------------|------------------------------|



## PROTECTION TALONS

Ces coussins sont conçus pour toutes les procédures nécessitant une protection contre la pression sur le talon et la cheville du patient. Fermeture par velcro adaptable en taille.

|              |                   |                  |
|--------------|-------------------|------------------|
| <b>40401</b> | Protection talons | 32 x 20 x 1,3 cm |
|--------------|-------------------|------------------|

## SANGLE DE MAINTIEN

Les coutures soudées et le film résistant aux fluides associés à une surface en gel polymère douce touchant le patient en font un incontournable de la salle de bloc. Radiotransparentes et sans danger pour l'IRM. Les attaches velcro fixent la sangle aux supports des tables standard.

*Cette sangle n'est pas destinée à retenir le patient.*

|               |          |                                                                        |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>40713</b>  | Sangle   | 150 x 10 x 0,6 cm - ajustable de 71 à 110 cm - Gel : 98 x 8 x 0,6 cm   |
| <b>40713L</b> | Sangle L | 230 x 10 x 0,6 cm - ajustable de 150 à 202 cm - Gel : 190 x 8 x 0,6 cm |

## SUR-MATELAS

Les sur-matelas Action® s'utilisent posés sur la table de bloc et sont très polyvalents. Ils peuvent être utilisés pour un large éventail de procédures. Les qualités de réduction du cisaillement, répartition du poids et capacité à répartir la chaleur en font un outil précieux de gestion de la pression.

|              |              |                   |
|--------------|--------------|-------------------|
| <b>40101</b> | Grand modèle | 183 x 50 x 1,3 cm |
| <b>40100</b> | Standard     | 117 x 50 x 1,3 cm |
| <b>40105</b> | Petit modèle | 50 x 50 x 1,3 cm  |
| <b>40109</b> | Médium       | 160 x 50 x 1,3    |



## PROTECTION TALONS ET COUDES

Recommandé au domicile ou en institutions pour les clients à risque. La sangle entièrement en polymère gel Akton® offre une protection améliorée et réglable pour le talon ou le coude.

|               |                   |                             |
|---------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>20401</b>  | Protection talons | Épaisseur 1,2 cm - la paire |
| <b>20401A</b> | Protection talons | Épaisseur 0,6 cm - la paire |



## Protéger les patients dans des procédures

- Rénales
- Thoraciques
- Vasculaires
- Orthopédiques
- Coloscopies
- Fractures de hanche
- Néphrectomies
- Résections pulmonaires

► Plus de 80% des meilleurs hôpitaux pédiatriques U.S. utilisent Action® products pour leurs patients.



## CALE-TETE ROND

Conçus pour protéger et soutenir la tête du patient, ces cale-têtes permettent un accès facile à la zone chirurgicale de la tête et du cou.

Ils peuvent être utilisés pour une grande variété de procédures, notamment ORL, plastiques, générales et ophtalmiques.

|        |                        |                          |
|--------|------------------------|--------------------------|
| 40202  | Pédiatrique            | 14 x 3,2 cm - ø 5,7 cm   |
| 40219  | Pédiatrique nouveau né | 10,2 x 2,5 cm - ø 6,4 cm |
| 40203  | Nouveau né             | 8,3 x 2 cm - ø 3,8 cm    |
| 40202D | Pédiatrique semi plein | 14 x 3,2 cm - ø 5,7 cm   |
| 40203D | Nouveau né semi plein  | 8,3 x 2 cm - ø 3,8 cm    |




## CALE-TETE FER A CHEVAL

La forme en fer à cheval de ces cale-têtes, offre un passage d'air dégagé et aide l'anesthésie (tube) lorsque les patients sont en position latérale et couchée, tête sur le côté.

|       |                        |                          |
|-------|------------------------|--------------------------|
| 40205 | Pédiatrique            | 14 x 3,2 cm - ø 5,7 cm   |
| 40220 | Pédiatrique nouveau né | 10,2 x 2,5 cm - ø 6,4 cm |
| 40206 | Nouveau né             | 8,3 x 2 cm - ø 3,8 cm    |



Les qualités uniques du polymère gel Akton® en font le produit idéal pour une utilisation pédiatrique.



Gamme Néonatalogie complète



## OREILLER LATERAL

Conçu pour les patients de petite taille, cet oreiller carré modérément bombé peut être utilisé pour minimiser la pression sur l'occiput, le cou, la tête ou les oreilles du patient, selon les besoins.



40221 Oreiller central pédiatrique 15 x 15 x 2,5 cm

## SOUTIEN TETE OPHTALMIQUE

Conçu à l'origine pour la chirurgie de la cataracte, ce soutien polyvalent aide à prévenir les risques de l'alopecie, en particulier lors de longues interventions chirurgicales.

Le creux de la tête du patient offre une stabilité en plus d'un accès facile au chirurgien/infirmière. Il est idéal pour de nombreuses interventions dont l'ORL, et de nombreux cas ophtalmiques.



40217P Soutien tête ophtalmique P 22 x 19 x 5,7 cm

## PROTECTION FRONTALE

Le protecteur frontal est semi-circulaire avec un fond plat.

Il est utilisé pour protéger le front du nourrisson ou de l'enfant de la pression exercée par les tubes à oxygène.



40208 Protection frontale 4 x 6,5 x 1,6 cm



## PROTECTION ULNAR BRACHIAL

Fournit une protection contre les plaies de pression pour les coudes et le nerf Ulnar Brachial pédiatriques. Le coussin est doté d'une fixation velcro pour un ajustement réglable et sécurisé.

**40304P** Protection Ulnar Brachial 25,4 x 7,6 x 0,6 cm




## ROND PROTECTION UNIVERSEL

Ces coussins fins et ronds sont conçus pour offrir des options de protection adaptatives pour des zones difficiles et sensibles.

Épaisseur fine de 0,6 cm

|              |                       |                             |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>40405</b> | Mini - par 12 pièces  | Ø 4,1 cm - épaisseur 0,6 cm |
| <b>40406</b> | Petit - par 12 pièces | Ø 8,3 cm - épaisseur 0,6 cm |
| <b>40407</b> | Large - par 12 pièces | Ø 14 cm - épaisseur 0,6 cm  |

## PLAQUE BERCEAU COUVEUSE



Fournit une surface de gestion de la pression et du cisaillement pour les enfants et nouveau-nés.

|               |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>40120L</b> | Plaque couveuse | 66 x 40,5 x 1,3 cm |
| <b>40121</b>  | Plaque couveuse | 74 x 48 x 1,3 cm   |
| <b>40120</b>  | Plaque berceau  | 66 x 30,5 x 1,3 cm |

## SET POSITIONNEMENT PEDIATRIQUE

Ce set pédiatrique de 4 pièces est conçu pour positionner et protéger les nouveau-nés, les nourrissons et les tout-petits lors de diverses procédures.

Placé à plat et utilisé seul, le support avec canaux (40647) peut aider à stabiliser en décubitus dorsal.

Utilisé en combinaison avec un rouleau thoracique en dessous (zone thoracique), le thorax est étendu pour les interventions thoraciques antérieures.

En combinaison double, le petit rouleau sous le positionneur canalisé au niveau du thorax et le grand rouleau au niveau du sacrum, il offre un accès pour les cas en décubitus postérieur.



**40614** Set de positionnement - 4 pièces  
40647 / 40646 / 40642 / 40205



## POSITIONNEURS PEDIATRIQUES

Conçue pour les enfants et les nouveau-nés, cette gamme de rouleaux thoraciques à fond plat offre un soutien stable en position couchée. Ils sont disponibles dans une large gamme de hauteurs et de longueurs.

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>40639</b> | Longueur 15 cm - Base 5 cm - Hauteur 5 cm     |
| <b>40640</b> | Longueur 20 cm - Base 5 cm - Hauteur 5 cm     |
| <b>40641</b> | Longueur 25 cm - Base 5 cm - Hauteur 5 cm     |
| <b>40642</b> | Longueur 30 cm - Base 5 cm - Hauteur 5 cm     |
| <b>40643</b> | Longueur 15 cm - Base 7,5 cm - Hauteur 7,5 cm |
| <b>40644</b> | Longueur 20 cm - Base 7,5 cm - Hauteur 7,5 cm |
| <b>40645</b> | Longueur 25 cm - Base 7,5 cm - Hauteur 7,5 cm |
| <b>40646</b> | Longueur 30 cm - Base 7,5 cm - Hauteur 7,5 cm |

## POSITIONNEURS NEO NATALOGIE

Ces positionneurs sont utilisés pour positionner les nourrissons sans avoir à rouler les tissus ou autres articles.

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>40639</b> | L. 15 cm - Base 3,8 cm - Hauteur 2 cm   |
| <b>40640</b> | L. 15 cm - Base 2,5 cm - Hauteur 2,5 cm |
| <b>40641</b> | L. 15 cm - Base 3,8 cm - Hauteur 3,8 cm |

## SOUTIEN PATIENT

L'association des infirmières de bloc AORN encourage l'utilisation des soutiens patients à la place des sacs ou des supports rigides en mousse. Ces positionneurs polyvalents conviennent pour de très nombreuses procédures.



|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| <b>40602</b> | Petit soutien | 26 x 11,5 x 5 cm |
|--------------|---------------|------------------|

Les protections et positionneurs spécifiques Action® procurent confort et stabilité lors des interventions hautement spécialisées.

“ Le positionnement du patient reste sous la responsabilité des équipes chirurgicales, nos représentations peuvent ne pas correspondre à des positions chirurgicales “.



|   |           |                                                               |                            |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A | 40701     | Recouvrement pour chassis de Wilson (2 pièces)                | 44 x 25,4 x 1,3 cm         |
| A | 40702     | Recouvrement pour chassis de Wilson (2 pièces)                | 44 x 25,4 x 2,5 cm         |
| B | 40705     | Protection genoux pour table Andrews                          | 56 x 40,6 x 2 cm           |
| B | 40706     | Protection des crêtes iliaques pour table Andrews             | 61 x 15 x 0,95 cm          |
| C | 40110     | Plaque de protection pour chassis Montréal                    | 46 x 30 x 1,3 cm           |
| D | 40712     | Protection pour chassis de Kambin (2 pièces)                  | 86,4 x 36,2 x 22 x 27,3 cm |
| E | 40711     | Protection pour chassis CHOP - CF 94 (4 pièces)               | 19 x 7,6 x 1,6 cm          |
| F | 40700     | Protection pour chassis de Relton (4 pièces)                  | 22,4 x 18,6 x 10,5 cm      |
| G | 40703     | Plaque de protection ortho hanche rectangulaire               | 20 x 14 x 1,3 cm           |
| G | 40707     | Plaque de protection ortho hanche avec trou                   | avec trou ø 4,5 cm         |
| G | 40704     | Protection pour butée périnéale                               | 18 x 12,7 x 1,3 cm         |
| H | 40708     | Butée de remplacement pour table type Mc Guire (2 pièces)     | 7,6 x 8,3 x 4,8 cm         |
| H | 40709     | Recouvrement de butée pour table type Mc Guire (2 pièces)     | 10 x 11,4 x 6 cm           |
| H | 40710     | Protecteur de hanche avec poche pour table de type Mac Guire  | 66 x 25,5 x 1,3 cm         |
| I | 40718LP-2 | Positionneur cardiologique de type «Grenouille» - en 2 pièces | 81 x 53 x 12,7 cm          |
| J | 40718LP   | Positionneur cardiologique de type «Grenouille» - en 1 pièce  | 81 x 53 x 12,7 cm          |
| K | 40305     | Plaque protection coude table forme adaptée                   | 37 x 16 / 10 x 0,6 cm      |



## Improving Patient Care by Managing Positional Pain During Interventional Computerized Tomography (CT) Procedures

Deborah Black RN, BSN, CRN and Patrice Smith RN, BSN, CRN

*Améliorer les soins aux patients en gérant la douleur de position pendant les procédures interventionnelles de tomographie assistée par ordinateur (TDM)*  
Deborah Black RN, BSN, CRN et Patrice Smith RN, BSN, CRN

### INTRODUCTION

À mesure que la médecine progresse dans le nouveau millénaire, les procédures de radiologie interventionnelle mini-invasives sont plus fréquemment pratiquées comme alternative aux thérapies invasives traditionnelles. Les procédures interventionnelles utilisant le guidage par tomographie assistée par ordinateur pour les biopsies et les drainages sont aujourd'hui monnaie courante dans la plupart des établissements hospitaliers.

Les tomographes sont désormais plus rapides que jamais, ce qui a réduit le temps d'examen diagnostique. La table CT est ferme et étroite, avec une surface concave conçue pour un examen rapide et non pour le confort. Les patients nécessitant des procédures interventionnelles guidées par tomographie assistée par ordinateur subissent généralement un temps de table de 45 mn ou plus, ce qui est beaucoup plus long qu'un scanner diagnostique.

Les patients subissant des procédures interventionnelles guidées par tomographie assistée par ordinateur se plaignent fréquemment de la dureté de la table et de l'inconfort qu'ils ressentent en raison de leur position pendant la procédure. Ces patients reçoivent souvent une sédation modérée pour contrôler la douleur procédurale, mais la douleur de position n'est pas toujours soulagée.



### ETUDE

80 patients subissant des procédures de tomographie assistée par ordinateur interventionnelle ont été interrogés sur leur niveau de douleur positionnelle. En ce qui concerne la table CT, les patients ont été spécifiquement interrogés sur la douleur de position en plus de la douleur procédurale.

Les patients interrogés sont restés sur la table de tomographie assistée par ordinateur au moins 45 mn. Une échelle analogique de 0-10 a été utilisée pour déterminer le niveau de douleur positionnelle (0 pas de douleur, 5 modérée, 10 douleur la plus forte possible). Le coussin de gel testé a été acheté auprès de : Action® Products Inc.

### RESULTATS


**40 patients sans coussin de gel  
présentaient une note de douleur  
de position de 8 à 10.**

**40 patients utilisant le coussin de gel  
présentaient une note de douleur  
de position de 3 à 5**

### CONCLUSION

Avec un rembourrage approprié, la douleur positionnelle peut être gérée pendant les procédures de tomographie assistée par ordinateur interventionnelle sans impact reconnaissable sur la qualité de l'image. Les coussins de gel soutiennent le patient uniformément sur le plan horizontal sur lequel le patient est allongé. En utilisant un coussin de gel pour le confort de la table de tomographie assistée par ordinateur interventionnelle, le patient qui ne reçoit pas de sédation modérée ou qui a des douleurs de position sera mieux géré.

*Etude complète sur demande (en Anglais)*



## POSITIONNEURS MOUSSE



### REPOSE-BRAS AVEC POIGNEES



Le repose-bras historique MOOBA300 est idéal pour un positionnement adapté du bras et de l'épaule. Il assure une faible pression sur l'ensemble des zones d'appui. Il permet de surélever l'épaule et de réduire l'œdème.

Le repose-bras est fourni avec 2 poignées, l'une de repos avec mise en abduction du pouce, et l'autre cylindrique. La poignée non utilisée se range directement sur le produit. Finition avec une peinture en polyuréthane et une couche de vernis qui le rend imperméable et respirant, permettant une désinfection de surface.



### BOTTE / SUPPORT DE PIED

La botte MOOBA500 est l'un des produits de référence dans la protection et le maintien du patient au lit depuis 1997. Utilisé avec succès dans les services hospitaliers (réanimation), ce produit basé sur une forme unique, apporte des solutions efficaces aux besoins les plus pointus.

Un support du pied avec une bonne répartition de la pression sur l'ensemble du mollet. Une décharge complète du talon, avec aération et décharge pour les malléoles pour éviter le contact même avec un pied pansé.



Finition avec une peinture en polyuréthane et une couche de vernis qui le rend imperméable et respirant, permettant une désinfection de surface.

**MOOBA300** Repose-bras MOOBA 14 x 50 cm - 2 poignées

**MOOBA500** Botte support MOOBA 23 x 46 cm

**MOOBA500H** Housse en tissu enduit pour OBA & MOOBA500



## POSITIONNEUR GONFLABLE SHOULDER-FLOAT®

- Positionneur axillaire pour les interventions en décubitus latéral
- Soulage l'appui de l'épaule durant les interventions
- Permet l'alignement cervical et prévient la compression des artères axillaires, des veines et la traction du plexus brachial
- La position peut être changée aussi souvent que nécessaire
- Le poids est réparti sur toute la surface du coussin
- Particulièrement utile pour les patients arthritiques
- Durable, doux, en nylon exempt de latex, lavable
- Facile à positionner, sans avoir à manipuler le patient
- Gonflage avec la poire manuelle intégrée
- Robinet à 3 voies : gonflage, dégonflage et la rétention d'air

**15050** Shoulder-Float® lot de 5 pièces

**15100** Shoulder-Float® lot de 10 pièces



### Utilisation et mise en place facile

- Préparer le Shoulder-Float® en formant un V
- Pousser le positionneur pour le faire glisser entre la table et le patient
- Effectuer le gonflage en le vérifiant avec la main
- Une fois le gonflage terminé, fermer le robinet




## POSITIONNEUR GONFLABLE PELVIC-TILT®

- Dispositif à air ajustable de positionnement pelvien
- Positionnement optimal durant le travail gynécologique
- Inclinaison de la hanche entre 20 et 40°
- Prévient la compression de la veine cave et de l'aorte
- Utilisable pendant les césariennes
- S'utilise aussi pour : chirurgie des reins, de la hanche ou du pied et en radiologie interventionnelle.
- Durable, doux, en nylon exempt de latex, lavable
- Facile à positionner, sans avoir à manipuler le patient
- Gonflage avec la poire manuelle intégrée
- Robinet à 3 voies : gonflage, dégonflage et la rétention d'air
- Réduit les risques de contamination du champ stérile

**15250** Pelvic-Tilt® lot de 5 pièces

**15300** Pelvic-Tilt® lot de 10 pièces



### Facile à utiliser et à mettre en place

- Placer le pelvic-tilt sous la hanche droite
- Positionner le robinet en position de gonflage
- Gonfler à l'aide de la poire
- Positionner la (le) patiente à environ 30°. La position à 30° permettra de déplacer l'utérus qui a tendance à comprimer la veine cave, mais est aussi utile pour la chirurgie du rein et celle de l'extrémité inférieure sur le côté de la jambe ou sur le pied.
- Une fois la bonne position obtenue, fermer le robinet



## ENSEMBLE D'AIDE AU TRANSFERT JIMMY

L'ensemble JIMMY permet de mettre facilement en position assise en bord de lit un patient. Il apporte un bon soutien assis pour une rééducation précoce en douceur, et assure une bonne prévention des escarres avec assise directe sur le support de prévention. Il apporte un soutien au personnel soignant dans la première phase de mobilisation et pour les patients manquant de stabilité du tronc sur le bord du lit. La conception anatomique de JIMMY a été élaborée de manière à ce que le patient puisse adopter une position assise confortable et sûre au bord du lit. Il est idéal pour évaluer la capacité du patient à tousser ainsi que la force des muscles respirateurs, pré-requis pour le sevrage.



- JIM40** Coussin assise JIMMY - assise largeur 40 cm - avec ceinture  
L. 70 cm / P. 90 cm / H. 45 cm / Accoudoirs H. 22 cm
- JIM42** Dossier d'assise JIMMY
- JIM44** Appui tête JIMMY et sangle de maintien
- JIM46** Sac de rangement (pour coussin et dossier)



Dans le cadre de la mise en place d'une RAAC, le système d'assise JIMMY permet de mettre facilement le patient en position assise de manière sécurisée. **Idéal pour les patients en soins intensifs, neurologie, avec trachéotomie ou sous assistance respiratoire.**

## POSITIONNEUR SPECIFIQUE MOC - KIT DE DECUBITUS VENTRAL



Le kit de Décubitus Ventral MOC, adapté pour les prises en charges des SDRA - Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë.

Le kit spécifique est constitué de trois coussins pour un DV de longue durée (SDRA). Il assure une surélévation du corps en respectant les courbures naturelles.

L'espace sous le ventre permet de libérer parfaitement les pressions sur les parties basses des poumons. La cale supérieure s'adapte au patient avec un côté «homme» et un côté «femme». Le cale-tête est étudié pour avoir un bon dégagement des voies supérieures pour une meilleure surveillance.

- MOC76** KIT VENTRAL MOC en mousse visco et HRCEvoPore  
Contient 1 x MOC71 / 1 x MOC72 / 1 x MOC73
- MOC71** Support de tête MOC 38 x 16 x 0,6 cm
- MOC72** Support d'épaules MOC 61 x 16 x 1 cm
- MOC73** Support de hanches MOC 63 x 5 x 0,6 cm

**Pour réaliser facilement un DV anatomique. Adapté pour les soins SDRA.**





La housse en tissu ULF® tourne facilement autour du noyau pour des transferts simples en souplesse.

Modèle pliable, facile à transporter et à ranger.

2 versions :  
- Noyau en Plywood, bois solide  
- Noyau mousse cellules ouvertes, légère

Modèle breveté protégé par :  
DE Patent N° 103 34 270 and EP Patent



## PLANCHE DE TRANSFERT ROLLERSLIDE

Les planches de transfert RollerSlide réduisent de façon significative les efforts musculaires et protègent le dos pour les transferts horizontaux. Les planches sont constituées d'un noyau capitonné et d'une housse externe en tissu à ultra faible coefficient de friction ULF®. Ces planches réduisent les phénomènes de friction sous le patient et permettent au personnel de réaliser facilement les transferts horizontaux. Les RollerSlide assurent des transferts très "doux" pour les patients blessés ou très sensibles. Très faciles à utiliser, les RollerSlide le sont aussi pour ce qui est de leur nettoyage et de leur désinfection. Pour leur garantir une durée de vie plus longue, chaque modèle peut être protégé par nos housses à U.U. Disponible. Tous les modèles sont radiotransparents.



|              |                             |                          |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>91450</b> | RollerSlide standard pliant | 175 x 50 cm              |
| <b>91440</b> | RollerSlide léger pliant    | 175 x 50 cm              |
| <b>91360</b> | Housse de rechange          | pour 91450 et 91440      |
| <b>91380</b> | Housses U.U. plastique      | 100 pièces - 190 x 70 cm |
| <b>10550</b> | Housses U.U. plastique      | 100 pièces - 205 x 70 cm |



## PLANCHE DE TRANSFERT DEMI-CORPS

Les planches demi-corps sont très utiles dans les services gynécologiques obstétrique. Elles sont très faciles à utiliser, nettoyer et désinfecter. Pour leur garantir une durée de vie plus longue, chaque modèle peut être protégé par nos housses à U.U. plastiques. Toutes nos planches disposent d'une solide poignée intégrée.



|              |                        |                         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| <b>91550</b> | RollerSlide demi-corps | 85 x 50 cm              |
| <b>91560</b> | Housse de rechange     | pour 91550              |
| <b>91680</b> | Housses U.U. plastique | 230 pièces - pour 91550 |



Les planches RollerSlide permettent aussi de réaliser des transferts assis, lit/fauteuil.

La housse extérieure contient des fibres de carbone qui réduisent l'électricité statique.

De longueur de 190 cm le corps entier est supporté pour simplifier le transfert.



Le tissu ULF® réduit les frictions sous les patients.

L'intérieur molletonné assure un contact doux et des transferts confortables.

## MATELAS DE TRANSFERT SOUPLE EASYSLIDE

Le matelas EasySlide a été introduit sur le marché en 1984. Depuis, il est une référence pour les transferts horizontaux réalisés à l'hôpital, en maison de retraite et au domicile. Le matériau sophistiqué ULF® réduit les frictions, ce qui permet de mobiliser facilement les patients sur pratiquement tous les types de surfaces.

L'EasySlide permet de réaliser des transferts simples et confortables pour des patients jusqu'à 300 kg.



|              |                       |                 |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| <b>10300</b> | Matelas EasySlide     | 190 x 60 cm     |
| <b>10510</b> | Housse de recharge    | pour réf. 10300 |
| <b>10550</b> | Housse U.U. plastique | par 100 pièces  |

## SUPPORT MURAL


Le support mural permet à un service d'avoir facilement sous la main une planche et des housses à U.U.



|              |               |                         |
|--------------|---------------|-------------------------|
| <b>10850</b> | Support mural | Pour planche et housses |
|--------------|---------------|-------------------------|


## HOUSSES PLASTIQUES U.U.

Housses de protection U.U. disponibles pour tous nos modèles de planches et de matelas souples (et autres planches du marché).



|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>10550</b> | Housses U.U. plastique | 100 pièces - 205 x 70 cm |
| <b>91380</b> | Housses U.U. plastique | 100 pièces - 190 x 70 cm |
| <b>91680</b> | Housses U.U. plastique | 230 pièces - pour 91550  |

## Contacts commerciaux



[www.anniebauerconfort.com](http://www.anniebauerconfort.com)

40  
ans



# ABC

annie bauer confort

69 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz - Bât. l'Antonia  
06270 VILLENEUVE LOUBET - FRANCE  
Tél. 33 (0) 493 229 475 - Fax 33 (0) 492 021 305  
[contact@anniebauerconfort.com](mailto:contact@anniebauerconfort.com)

