

Body Armor[®] Heel Reliever

Dispositif de décharge du talon

Pour
les patients
alités



**Décharge
efficace**
dans la zone
du talon.

Les avantages



Bords et coins en mousse en biais

- Évitent la pression sur les bords
- Facilitent la fermeture par chevauchement

Dispositif de décharge

- Le talon « flotte » librement

Face inférieure lisse

- Permet au pied de « glisser » sur les draps

Rembourrage pour le mollet long (30 cm)

- Décharge la pression du talon
- Évite l'hyperextension du genou



Dispositif de décharge du talon

- La pression exercée au niveau du talon est reportée sur le tendon d'Achille et sur le gastrocnémien du solaire
- La zone du talon est complètement libérée de toute pression de contact
- Le talon « flotte » librement



Ajustement flexible de la taille

- Une seule taille universelle
- Adaptation aux mollets fins ou forts
- Conception asymétrique pour un chevauchement optimal des éléments latéraux



Ouverture au niveau du talon

- Pour contrôler visuellement le bon dispositif de décharge au niveau du talon




TPN


- Positionnement idéal, même en cas de traitement par pression négative

Indications

- Prévention et cicatrisation des plaies de pression au niveau du talon, en cas de pied diabétique ou d'escarres
- Score de 14 ou moins sur l'échelle de Braden
- Diabète avec symptômes de déficience neurosensorielle
- Immobilité prolongée ou coma
- Paraplégie
- Pouls non perceptible au niveau du pied



- Spécialement conçu pour les peaux sensibles
- Il convient particulièrement aux patients diabétiques
- Contribue à prévenir la formation d'œdèmes



- La structure en mousse alvéolée permet d'améliorer la circulation de l'air, assurant ainsi un effet refroidissant agréable



- Découpe facile
- Ajustement individualisé avec répartition ciblée de la pression



- Couvre également les grands pieds
- Assure un maintien orthogonal
- Empêche la chute du pied
- Évite la rotation du pied
- Confère une marge de mouvement
- Prévention du pied d'équin

Orifices d'aération

- Favorisent la circulation de l'air
- Assurent le bien-être de la peau



Sangle coup de pied et rembourrage coup de pied

- Maintient fermement le pied dans la position souhaitée
- Pour répartir la pression
- Le rembourrage évite le contact cutané avec la bride

Cale de positionnement

- Limite la rotation de la hanche
- Utilisation possible à gauche comme à droite

Tailles + Dimensions

Tailles	Pointure	Tour de mollet	Réf.	Réf.
			Alvéolée	Lisse
Universelle	jusqu'à 47	25 - 54 cm	BAHR-N	BAHR-F



Mesurer le tour

Taille standard



Droite = gauche



Pour les diabétiques



Poids plume



Gain de temps



Lavable à 60 °C



Compris dans la livraison



Rembourrage au niveau
du coup de pied



Rembourrage en
mousse supplémentaire



Cale de positionnement



Sac à linge



Vidéo de produit

Pour les commandes, veuillez contacter ANNIE BAUER CONFORT :



ANNIE BAUER CONFORT

69 Rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz | 06270 Villeneuve Loubet | France
Tél. 04.93.22.94.75 | contact@anniebauerconfort.com | www.anniebauerconfort.com



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tél. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

