

FICHE TECHNIQUE

DT0011/ver01/190429

Description

POCHES DE GEL THERMIQUE REUTILISABLES pour CRYOTHERAPIE ou THERMOTHERAPIE

Références

- R041/H GELPAK JUNIOR** x24 avec Housse intissée - **12 x 13 cm**
- R071/H DISPOGEL JUNIOR** x12 avec Housse intissée - **14 x 18 cm**
- R072/H DISPOGEL STANDARD** x12 avec Housse intissée - **11 x 26 cm**
- R042/H GELPAK STANDARD** x12 avec Housse intissée - **13 x 27 cm**
- R043/H GELPAK LARGE** x6 avec Housse intissée - **22,5 x 27 cm**
- RB071/H DISPOGEL JUNIOR** par carton de 25, sans housse - **14 x 18 cm**
- RB072/H DISPOGEL STANDARD** par carton de 25, sans housse - **11 x 26 cm**



Utilisation

Cryothérapie : 2h au congélateur
Thermothérapie : 7 min dans l'eau chaude - 1 min environ au micro-ondes
Notice d'utilisation en Français imprimée sur le sachet

Certification

label CE, Classe 1 - Conforme 93/42/EEC (Ann. IX-III-1) et 2007/47/EEC

SPECIFICATIONS

GEL	<i>Composition :</i>	Eau, Propylène Glycol, Agents épaississants
	<i>Conservateurs :</i>	Isothiazolones
	<i>Vaporisation :</i>	Température > 300°C
	<i>Ebullition :</i>	Température > 100°C
	<i>pH :</i>	7,00 +/- 0,5 (sol. à 1%)
	<i>Antimicrobien :</i>	Bactériostatique, fongistatique
	<i>Danger :</i>	Aucun selon 67/548/EEC - ne contient pas de latex
POCHE	<i>Film :</i>	Imperméable - 3 soudures à chaud
	<i>Nature :</i>	Polyéthylène basse densité 2 couches
CONFORT	<i>Housse :</i>	Tissu intissé blanc ou bleu (Texo)

GAMME

4 dimensions de sachets pour thermothérapie ou cryothérapie (Références ci-dessus)
 2 conditionnements : En boîte individuelle avec housse intissée (Sauf R41/H, boîtes de 2 pièces)
 Cartons de 12 boîtes ou 6 boîtes pour les R043/H
 Par cartons de 25 pièces, en vrac, sans housse ni boîte



CERTIFICATION

A.B.C.	ISO 13 485 (2016)
DISPOTECH	ISO 13 485 (2016)
TEXO	EN ISO 9 001 (2015)

REALISATION

Fabrication	TEXO/DISPOTECH - ITALIE
Contrôle/Finition	A.B.C.
Commercialisation	A.B.C.