

FICHE TECHNIQUE

DT0029/ver01/200225

| | |
|---------------|--|
| Description | MATELAS QU4TTRO® Acute Prévention et traitement des escarres |
| Référence | QAS01C007 |
| Principe | Matelas à air actif, 27 cellules, mode alterné 1/4 ou statique |
| Utilisation | Prévention et thérapie des escarres jusqu'au stade IV, douleur VAS 9/10, patients jusqu'à 250 kg et BMI > 12 |
| Certification | label CE, classe 1, validé CE 0120 Feu EN 597-1, EN 597-2, BS 7177 |



QU4TTRO
acute

Matelas QU4TTRO® Acute

| | | |
|--|---|--|
| <i>Cellules à air ODS™ et TISSUEguard™</i> | Nombre : | 27, soudées HF |
| | Fonction : | alternance ou statique (basse pression continue) |
| | Matière : | Polyuréthane Polyester 200 µm |
| | Type : | Changeables individuellement |
| <i>Dimensions/Poids</i> | Dimensions : 198 x 88 x 24 cm - Poids : 12,5 kg | |
| <i>Fonctionnement</i> | Dynamique Actif 1 sur 4 | Statique (Basse Pression Continue) |
| | Durée d'un cycle : | 15 minutes |
| | Perte d'air : | dans la housse par tube individualisé |
| | Pressions : | contrôlées automatiquement par zones |
| | Patients : | jusqu'à 250 kg |
| | Programmes : | voir paragraphe Compresseur |
| | Urgence : | CPR <10 sec |
| | Patient assis : | jusqu'à 45° |
| | Mode Transport : | 12h |
| | Branchements : | connecteur rapide Talley |
| <i>Entretien</i> | Cellules : | lavables en machines à 70°C |
| | Matelas : | intégralement lavable en machine à 70°C |
| | Désinfection : | détergent-désinfectant ou spray |
| | Séchage : | manuel, ou en machine à froid |

Housse

| | | |
|------------------|---|--|
| <i>Nature</i> | Dessus : | Nylon extensible enduit de PU 255 g/m ² perméable à l'air, imperméable aux liquides |
| | Dessous : | Nylon tissé 940 DTEX enduit PU dble face 650 µm |
| <i>Entretien</i> | Selon modèles, vérifier sur l'étiquette | |
| | Lavage : | 70°C |
| | Désinfection : | détergent - désinfectant ou spray - ETO |
| <i>Fixations</i> | Sangles ajustables | Passes-câble latéraux |
| <i>Finition</i> | Fermeture à glissière | Housse soudée renforcée par piqûre |
| <i>Feu</i> | Conforme EN 597-1 et EN 597-2, BS 7177 | |

Capteur de Pression

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Localisation | Boîtier de répartition sectorielle |
| Mesure | Par zone d'alternance, intraluminale |

Compresseur

| | | |
|----------------|--|---|
| Programmes | Automatique : Fonctions : Alarmes : Bruit : Sécurité : | 3 confort : Souple/Médian/Ferme Alternance - Statique - Soins visuelles et sonores < 37 dB Verrouillage automatique |
| Dimensions | 33,5 x 23,3 x 16,5 cm | |
| Poids | 3,4 kg (en ABS antichoc) | |
| Alimentation | 230 V, 50 Hz, P Max 12 W | |
| Fusible | 250 V, 2 x 500 mA | |
| Fonctionnement | Normal = 35 mA Economie d'énergie: pompe «Phase Flow», ne fonctionne qu'au besoin | |
| Conformité | CEI EN 60601-1, 60601-2 compatibilité électromagnétique | |
| Vibrations | Aucune | |
| Protection | Choc électrique : 2B (EN 60601-1) | |
| Classification | EN 55011 = B | |
| Connections | 1 connecteur rapide Talley | |
| Fixations | Crochets de sécurité | |
| Utilisation | De 10 à 40°C, humidité < 75 % | |
| Stockage | De 10 à 55 °C | |

Composition

Le QU4TTRO® Acute se compose d'un matelas, d'un compresseur électronique, d'une housse avec sangles de fixation et d'un sac de transport.

Autres Modèles

QU4TTRO® Acute Pediatric

- Patients de 5 à 75 kg
- 20 cellules
- 131 x 62 x 18 cm - 5,8 kg

QU4TTRO® Sentinel

- Patients jusqu'à 410 kg
- 14 cellules (alternance uniquement)
- 202 x 121 x 18 cm - 23 kg

Garantie

2 ans (voir conditions d'application dans le Guide d'Utilisation)

CERTIFICATION

| | | |
|--------|-----|---------------|
| A.B.C. | ISO | 13 485 (2016) |
| TALLEY | ISO | 13 485 (2016) |

REALISATION

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fabrication | TALLEY MEDICAL – GB |
| Commercialisation, SAV, Formation | A.B.C. Villeneuve L. |
| Matéiovigilance ABC | AQ01-K04 conforme au décret 96-32CSP |

ANNIE BAUER CONFORT

Bâtiment l'Antonia - 4 La Petite Bermone - 06270 VILLENEUVE LOUBET - FRANCE
Téléphone : + 33 (0) 493 229 475 - Télécopie : + 33 (0) 492 021 305 - email : contact@anniebauerconfort.com
SARL AU CAPITAL DE 7 622€ - RCS ANTIBES 85B5630 - SIRET 333 832 459 00023