

## FICHE TECHNIQUE

DT0012/ver01/190429

<i>Description</i>	<b>POCHES DE GEL THERMIQUE INSTANTANÉES CHAUD ou FROID</b>
<i>Références</i>	<b>R703/J INSTANT PAK STANDARD</b> - Froid - Par cartons de 25 - <b>14 x 18 cm</b> <b>R707 INSTANT PAK LARGE</b> - Froid - Par cartons de 25 - <b>14 x 24 cm</b> <b>R800 HOT BAG STANDARD</b> - Chaud - Par cartons de 25 - <b>14 x 18 cm</b>
<i>Utilisation</i>	<b>Cryothérapie : En pressant sur le sachet, la température atteint -5°C et remonte à 0°C en 30 minutes.</b> <b>Thermothérapie : En pressant sur le sachet, la température atteint instantanément 50°C.</b>
<i>Certification</i>	<b>label CE, Classe IIA - Conforme 93/42/EEC (Ann. IX-III-1) et 2007/47/EEC</b>



## SPECIFICATIONS

<i>MELANGE INSTANT PAK (Froid)</i>	<i>Composition :</i>	Mélange de sels azotés et d'eau, aux qualités techniques en accord avec les réglementations actuelles (Règlement CE 1907/2006 amendée 552/09).
	<i>Durée de conservation :</i>	5 ans après la date de fabrication.
<i>POCHE INSTANT PAK (Froid)</i>	<i>Poche externe :</i>	PE avec 3 soudures à chaud pour résister à la variation thermique et assurer l'imperméabilité et la solidité.
	<i>Nature :</i>	Polyéthylène basse densité 2 couches
	<i>Poche d'eau interne :</i>	Matériau spécial breveté fait de 2 couches, cassable par une pression douce des doigts, résistant aux chocs.
<i>MELANGE HOT BAG (Chaud)</i>	<i>Composition :</i>	Mélange de sulfate anhydre de magnésium et d'eau. Garanti sans latex.
	<i>Durée de conservation :</i>	5 ans après la date de fabrication.
<i>POCHE HOT BAG (Chaud)</i>	<i>Poche externe :</i>	Matériau tissé avec 3 soudures à chaud pour résister à la variation thermique et assurer l'imperméabilité et la solidité - 3 couches
	<i>Poche d'eau interne :</i>	Matériau spécial breveté fait de 2 couches, cassable par une pression douce des doigts, résistant aux chocs.



## GAMME



4 dimensions de sachets réutilisables pour thermothérapie ou cryothérapie (Gamme Gelpak)  
2 dimensions pour les sachets de froid instantané (Instant Pak)  
1 dimension pour les sachets de chaud instantané (Hot Bag)

## CERTIFICATION

A.B.C.	ISO 13 485 (2016)
DISPOTECH	ISO 13 485 (2016)

## REALISATION

<i>Fabrication</i>	DISPOTECH - ITALIE
<i>Contrôle/Finition</i>	A.B.C.
<i>Commercialisation</i>	A.B.C.



## ANNIE BAUER CONFORT

Bâtiment l'Antonia - 4 La Petite Bermone - 06270 VILLENEUVE LOUBET - FRANCE  
Téléphone : + 33 (0) 493 229 475 - Télécopie : + 33 (0) 492 021 305 - email : [contact@anniebauerconfort.com](mailto:contact@anniebauerconfort.com)  
[www.anniebauerconfort.com](http://www.anniebauerconfort.com)  
SARL AU CAPITAL DE 7 622€ - RCS ANTIBES 85B5630 - SIRET 333 832 459 00023